



原廠三年保固，保固期間機器故障免費換新



- PP-1150 Power B** 基礎型電源供應器 特價：NT\$ 23,500
300V/400mA/75W
- PP-1152 Power BC** 高電流電源供應器 特價：NT\$ 30,000
300V/2A/200W
- PP-1156 Power BV** 高電壓電源供應器 特價：NT\$ 32,000
600V/400mA/150W



Minis 150VS-VP / 300VS-VP 電源供應器 特價：NT\$ 5,360/ 6,430



- 最大輸出電壓：150 V/ 300V
- 最大輸出電流：600 mA
- 最大輸出功率：60W
- 輸出型態：恆定電壓
- 六組恆定電壓選擇：
150V - 25/50/75/100/125/150 伏特輸出
300V - 50/100/150/200/250/300 伏特輸出
- 計時器：1~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 操作環境：室溫~40°C



MP 300V 電源供應器 特價：NT\$ 11,400



- 最大輸出電壓：2-300 Voltage/1V
- 最大輸出電流：1-700 mA/1mA
- 最大輸出功率：150W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護
- 具電流及電壓Crossover 功能
- 鋁質外殼主體，散熱性佳
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 外觀尺寸：190x290x95mm



MP 500V 電源供應器 特價：NT\$ 26,900



- 最大輸出電壓：5-500 Voltage/1V
- 最大輸出電流：600 mA/1m
- 最大輸出功率：300W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 可儲存30 組程式；每組程式最多可設定 6 個步驟
- 恆定常數操作之計時器：1~9999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 可程式操作之計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 2.6" LCD螢幕顯示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護



MP3AP 電源供應器 特價：NT\$ 26,900



- 最大輸出電壓：5-300 Voltage/1V
- 最大輸出電流：10~3000 mA/1m
- 最大輸出功率：300W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 可儲存 30 組程式；每組程式最多可設定 6 個步驟
- 恆定常數操作之計時器：1~9999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 可程式操作之計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 2.6" LCD螢幕顯示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護
- 具電流及電壓 Crossover 功能
- 鋁質外殼主體，散熱性佳；可堆疊置
- 外接電力適用範圍：100~240
- 外觀尺寸：190 x 305 x 95mm

