



體內血管新生分析套組 Direct in vivo Angiogenesis Assay Kit

唯一活體內血管新生套組，可藉由FITC-Lectin定量新生血管內皮細胞。使用血管新生反應管植入老鼠體內，不直接注射Matrigel，植入物不會被老鼠體內吸收。

血管新生試驗：




於BME內加入血管新生試驗因子。ex.: FGF-2/VEGF




將BME注入angioreactor



植入老鼠背部皮下





培養9-15天
In vivo angiogenesis



回收細胞，以CellSpense回溶BME。
以FITC lectin 偵測新生血管。

Description	Catalog No.
DIVAA Starter Kit	3450-048-SK
DIVAA Activation Kit	3450-048-K
DIVAA Inhibition Kit	3450-048-IK

體外血管新生分析組 Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Tube Formation Kit



- ★ RGF BME保證無 endotoxin 污染。
- ★ 產品經高品質管控，出產批次間差異極低。
- ★ 內含呈色及螢光二種染劑，滿足多方之需求。

Description	detection	Catalog No.
Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Tube Formation Kit	Fluorometric/ Phase Contrast	3470-096-K

HUVEC血管新生結果

翰新國際有限公司

Hycell International Co., Ltd.

TEL:02-28239957 FAX:02-28236645