

誰說魚與熊掌不可兼得  BioTek®


Cytation 3 Imaging Reader

多功能螢、冷光活體細胞影像讀取儀

— 多孔盤定量、拍照、CO2培養、活細胞偵測一次滿足



Quantify



Image



Incubation



- ★ 可溫控
- ★ 可震盪
- ★ 全光譜分析
- ★ 吸收光、冷光、螢光
- ★ 影像拍攝
- ★ 八種螢光濾鏡可供搭配
- ★ 可加裝 CO2/O2 進氣系統
- ★ 可搭配自動分注器
- ★ 活細胞培養分析
- ★ 細胞族群分析
- ★ 適用玻片、6~384孔盤、6~10mm dishes、25T



翰新國際有限公司
HyCell International Co., Ltd.

Tel: 02-2823-9957
Fax: 02-2823-6645
www.hycell.com.tw