

Epoch 微量多孔盤光譜分析儀 Microplate Spectrophotometer

全光譜分析 (Monochromator based)

200 nm 至 999 nm

可讀 6 - 384 孔盤

自動光徑校正

搭配 Take3™ 微量多孔盤，

可進行16個超微量核酸定量 (nano) 及3個石英管測定



ELx800 UV 吸光光譜儀 Absorbance Microplate Reader

濾鏡式吸光光譜儀

340 nm 至 750 nm

可支援5片濾鏡

可讀6 - 96 孔盤

Synergy HT 多功能微孔盤式光譜分析儀 Multi-Mode Microplate Reader

全光譜偵測

透光偵測

螢光偵測

TRF

四合一

頂部和底部判讀螢光檢測

4-Zone™ 溫控系統

可讀6~384孔盤

可震盪



ELx50 多功能洗盤機 Microplate Strip Washer

三種吸取模式

- 標準
- 底盤吸取
- 磁珠吸取

可清洗U型、V型、96、384 孔盤

交叉吸液可避免孔底殘留液體

可設置75個程式

可調整振盪時間及強度

有 8, 12 & 16 爪可供選擇



翰新國際有限公司

HyCell International Co., Ltd.

Tel: 02-2823-9957

Fax: 02-2823-6645

www.hycell.com.tw