

腦立體定位儀


Stereotaxic Instruments



6801標準型立體定位儀



68011大鼠 MRI Adaptor



68030小鼠/幼鼠 Adaptor



68621 / 68623
小鼠/大鼠專用氣麻面罩


另有單臂式、雙臂式、數位式、旋轉型、輕便型、大型動物（狗/猴）等規格，符合各式研究需求

微量注射套管

Single Cannula

★可客製
★超優惠

只要 \$6800



客製化規格：
導管管長 (C)
Guide Cannula
導管帽 (G2) 長度
Dummy Cannula
注射內管 (G1) 長度
Internal Cannula

套組	導管	導管帽	注射內管	螺帽	PE管
1	62001 OD 0.64 x ID 0.45	62101 OD 0.40	62201 OD 0.41 x ID 0.25	62501 OD 5.5 x L 7.5	62301* OD 0.97 x ID 0.58
2	62002 OD 0.56 x ID 0.38	62102 OD 0.30	62202 OD 0.36 x ID 0.20	62502 OD 5.5 x L 7.0	62302# OD 0.85 x ID 0.42
3	62003 OD 0.48 x ID 0.34	62102 OD 0.30	62203 OD 0.30 x ID 0.14	62502 OD 5.5 x L 7.0	62302 # OD 0.85 x ID 0.42
4	62004 OD 0.41 x ID 0.25	62104 OD 0.20	62204 OD 0.21 x ID 0.11	62502 OD 5.5 x L 7.0	62310 OD 0.61 x ID 0.28

*62301 PE管可連接的注射器的外徑:0.65-0.80mm
#62302 PE管可連接的注射器的外徑:0.45-0.65mm

連續式顱內微量給藥系統，比國際知名品牌，客製化時間更短，更經濟實惠。

另有雙管導管系統可供選擇
Double Cannula

翰新國際有限公司 Tel: (02)2823-9957

動物氣體麻醉機

Gas Anesthesia Machine

動物氣體麻醉系統 (Isoflurane) 提供穩定且低風險的麻醉品質，減少傳統乙醚或注射性麻醉所造成動物併發症及休克的發生。

優點：

1. 誘導及甦醒迅速，穩定可控制深度
2. 對動物生理數值影響較少
3. 適合所有低代謝實驗
4. 減少麻醉造成的變因，提高實驗重複性



RWD510E
備有快速充氧及誘導盒及氣體面罩間管路轉換系統

RWD提供各式氣麻設備、氣體回收系統、面罩、空氣幫浦、五通道流量表、誘導盒等另有小型動物、大型動物、移動式等各式麻醉系統

微量注射器

Syringe Pump



RWD302 微量注射器

適用於腦部、血管及組織的微量注射
雙通道系統：可獨立控制
快速注射功能，線性推力25Kg
搭配注射器規格：0.55 ul-10 ml
流速範圍：0.001ul/min-4ml/min
推進速率：0.014um/min-2.515 mm/min
精確度：<+-1%；重複性：+-0.1%
Step rate:0.000128 sec/step-0.023sec/step
斷電自動記憶功能，斷電設定不流失

亦有多通道微量注射器（四或十道）、可回抽微量注射系統

各式手術器械



剪刀、鑷子、手術刀、止血鉗，歡迎來電洽詢