



GOAL Bio Syringe Filter

- ✦ 超高流速，過濾速度快
- ✦ 超低殘留，產出效率高
- ✦ 超低溶出，不影響實驗
- ✦ 機械强度高，不易破損
- ✦ 滅菌單個裝，使用方便

PES/PVDF

0.22/0.45µm

33mm 50入

特價1500




殘留體積<150 µL；溶出物<0.005 AU；外殼符合USP VI生物相容性測試
0.22 µm小飛碟皆通過以*Brevundimonas diminuta*菌種進行之無菌過濾測試

小飛碟，大方便



方便拿取
外盒貼心設計



另有其他規格如下：

- ✦ PTFE、Nylon等材質
 - ✦ 13mm、25mm等直徑
 - ✦ E0、γ、無滅菌包裝
- 滿足您所有實驗需求!

GOAL Bio





GOAL Bio 細胞培養耗材

10cm Cell Culture Dish
10 pcs/sleeve; 30 sleeves/case

特價 2200
再買十送一

易抓取圓環設計
方便您實驗操作



以下耗材同步 滿萬送千

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| 6 cm Culture Dish | 10 pcs/sleeve 60 sleeves/cs | \$ 2,500 |
| 5 mL 無菌刻度吸管 | 300 pcs/cs | \$ 1,300 |
| 10 mL 無菌刻度吸管 | 200 pcs/cs | \$ 900 |
| 25 mL 無菌刻度吸管 | 200 pcs/cs | \$ 1,660 |
| 50 mL 無菌刻度吸管 | 100 pcs/cs | \$ 1,650 |
| 6 /12 /24 /96 well Cell Culture Plate | 1 pcs/bp 50 bps/cs | \$ 1,420 |

以上促銷方案須隨貨開立發票

