



Microfuge® 16 Microcentrifuge 桌上型微量離心機

體積最小24 x 1.5 mL機種

轉速高 可達14,800 rpm (16,163 x g)

加速快 16秒內可達最高速

機動性 可於冰箱或冷房內使用

超方便 大螢幕，操作簡單直觀



定角式轉子搭配可滅菌防漏上蓋
可同時離心 24 x 1.5/2.0 mL



人性化，智慧型設計

上蓋關閉時自動上鎖

離心結束時自動開蓋

具備緩加/減速功能

瞬時/連續兩種操作模式

定時：10 sec - 99 min 59 sec



翰新國際有限公司



TEL: (02) 2877-1122
hycellbio@gmail.com

