


電子分析天平



LCD液晶螢幕顯示，按鍵操作介面
自動歸零/扣重，內/外砝碼校正機種可選

電子分析天平 METTLER TOLEDO



大型背光顯示螢幕，按鍵操作介面
自動歸零/扣重，內/外砝碼校正機種可選

桌上型pH儀



LCD螢幕，可測定pH/mV/溫度
pH值測定範圍：0 - 14；解析度：0.001

桌上型pH儀



彩色顯示螢幕，可測定pH/mV/離子濃度
pH值測定範圍：-2 - 20；解析度：0.001

電磁加熱攪拌器



無接縫陶瓷玻璃盤面，控溫50 - 500°C
馬達反饋功能，攪拌力強、轉速穩定

桌上型快速滅菌釜



體積小巧可手提，移動方便，操作簡單
無水/溫度過高時自動斷電安全裝置

BioVac廢液抽吸器



無油式真空幫浦，免保養，堅固耐用
可搭配單爪/八爪tip接頭或不鏽鋼接頭等

超音波清洗機



53kHz高頻率清洗，可選配加熱功能
內外槽均採SUS304不鏽鋼，堅固耐用

實驗室小儀器專刊

Everything you need in your everyday experiments



CUBEE迷你離心機 **GOAL Bio**




使用低噪音 4,700 rpm 高轉速馬達
三合一轉子適用0.5mL/1.5mL/PCR tube

振盪混合器 **Benchmark Scientific**



可切換連續式振盪/觸碰式振盪
附3吋振盪板及試管振盪頭，可加購配件

Mini P-4 垂直電泳系統 **CAVOY**



電泳槽體及所有配件與B牌完全相容
兩個電極芯，最多可同時運行四片膠體

Mini-TBC 電泳轉漬槽 **CAVOY**



轉漬槽體及所有配件與B牌完全相容
濕式轉漬，一次可同時轉漬兩片膠體

GoalBio pipette **GOAL Bio**



無段式變速，可切換電動/重力排液，
抗UV外殼，可置放於無菌操作台內

FINNPIPETTE S1 **Thermo Scientific**



按鍵式8段獨立吸/排速度調整
具液晶螢幕，即時顯示電量及吸排速度

平面振盪器 **ARON LAB**



轉速：20 - 240 rpm，旋鈕式調節
定時：30分(機械式); 99時59分(數位式)

Intelli Mixer旋轉振盪器 **ELMI**



1.5mL/15mL/50mL離心管及採血管相容
18組不同旋轉振盪模式+3組自訂程式

DISCOVERY Comfort **HTL LAB SOLUTIONS**



本體可進行高溫高壓滅菌
具體積鎖定系統，可有效防止誤觸刻度

Finnpipette F1 **Thermo Scientific**



銀離子抗菌表面處理，輕量化設計
符合人體工學，減壓裝置可輕鬆退tip

液態氮桶/儲存桶




美國International Cryogenics Inc.
市面上同容量最低蒸發率、最大儲存空間

恆溫培養箱 **MS major science**



觸控式面板，溫控範圍RT+5 - 85°C
迴轉/往復/漩渦/蹺蹺板式振盪機型可選

迷你水平電泳槽 **MS major science**



6/8/12/17/25孔等齒梳，增加實驗彈性
可製作107x60或52x60mm Agarose gel

電源供應器 **MS major science**



最大輸出：300V/700mA/150W
具漏電、高溫、過載安全保護功能

Elite乾浴器 **MS major science**



單槽或雙槽機型，多種鋁塊可滿足需求
LCD顯示溫度(RT+5 - 150°C)及計時時間

恆溫攪拌水浴槽 **MS major science**



內建磁力攪拌裝置可搭配磁攪拌子使用
LCD顯示溫度(RT+5 - 99°C)及計時時間