

梯度聚合酶連鎖反應儀



全彩圖形觸控介面，可儲存多組程式
單/雙槽機型，升降溫快速，控溫精準

二氧化碳培養箱



獨立溫控/六面加熱，二氧化碳預熱功能
外門開即停止風扇擾流，具乾熱滅菌功能

-86°C 超低溫冷凍櫃



溫控範圍：-50 - -86°C；容量：728L
雙壓縮機設計，其一損壞仍可維持-65°C

-30°C 醫療冷凍櫃



溫控範圍：-20 - -30°C；容量：428L
可加鎖，儲存空間大於市面上同容量機型

藥品冷藏冷凍櫃



上冷藏
下冷凍

溫控：冷藏 2 - -14°C / 冷凍 -20 - -30°C
容量：冷藏 340L / 冷凍 82L

血庫冰箱



溫控範圍：4°C；容量：617L
符合AABB規範，絕佳的溫度穩定性

生物安全櫃



業界首創四面吸氣孔設計，無安全死角
最高等級ECM直流無刷馬達，節能高效

排煙櫃



超薄壁設計，加大內部操作空間
工作臺面可選(陶瓷磚/不鏽鋼/酚樹脂等)

實驗室專業儀器專刊

We can help you achieve your ultimate goals



桌上型多功能離心機 **Thermo**
SCIENTIFIC



Megafuge系列, 不同容量/冷凍機種可選
轉子快速更換, 可選購生物安全防護蓋

桌上型微量離心機 **Thermo**
SCIENTIFIC



Pico/Fresco系列, 不同容量/冷凍機種可選
多種轉子可選, 具生物安全防護蓋(選購)

MultiGel-21膠體影像系統 **TOPBIO**



採灰階冷卻型CCD, 高靈敏度低雜訊
DNA、RNA、蛋白質膠體等均適用

E-BOX CX5膠體影像系統 **ILK**



不須電腦可獨立操作, 也可外接控制
德製科學級相機, 可自動偵測曝光時間

Navios 流式細胞儀 **BECKMAN**
COULTER



最高階之臨床型流式細胞儀
可同時檢測6-10色螢光/三種FS角度檢測

CytoFLEX流式細胞儀 **BECKMAN**
COULTER



最高3雷射13色, 單管/96孔盤兩用
最低上樣體積10 μ L, 光路自動校正功能

Easy Scan玻片掃描器 **Motic**



快速掃描, 15x15mm僅需3分鐘(40X)
每個視野皆獨立對焦, 影像清晰銳利

活細胞即時影像系統 **etaluma**
Lumascope™



專為活細胞觀察設計之光學影像系統
支援明視野及三色螢光, 可置入培養箱

自動影像/光學檢測儀 **BioTek**
CYTATION 5
imaging reader



螢光/明視野/相位差影像自動拍攝、分析
吸收光/螢光/冷光/螢光偏極化等光學檢測

多功能微量盤檢測儀 **BioTek**
SYNERGY H1
microplate reader



專利技術, 整合濾鏡式及全波長式檢測
可搭配分注器、氣體控制器等配件

UV-Vis 分光光度計 **Thermo**
SCIENTIFIC
GENESYS 10S



190 - 1100nm全波長單一氬氣燈源
內建確校功能, 表現穩定, 維護方便

Smart Direct-Q3純水系統 **MILLIPORE**



可直接由自來水製造Type I/III 超純水
人性化的數位儀表顯示及定量取水功能

微量盤分光光度計 **BioTek**
EPOCH 2
microplate reader



全彩觸控螢幕, 具溫控及震盪功能
可搭配Take 3樣品盤, 同時測定16個樣品

微量盤清洗儀 **BioTek**
405 LS
microplate washer



支援96/384孔盤, 傾斜分注保護細胞
搭載自動堵針感應及超音波清洗模組

Bullet Blender均質機 **NEXT**
ADVANCE



利用Beads均質化組織, 可選配乾冰機種
可同時處理1.5mL/24個或50mL/8個樣本

超音波細胞破碎儀 **QSONICA**
SONICATORS



觸控式介面, 可儲存十組程式並串聯使用
多種探頭尺寸可選擇, 具自我診斷功能