



NEW

MS Pipette

每支NT\$7000元
買四送一 (型號任選)

Made in France

- 質地輕巧
- 軟質彈簧設計，使用超省力
- 可控式體積設定，避免隨意調整造成設定值改變
- 明顯數值顯示，方便體積調整
- 波浪型設計：適合不同手掌大小使用
- 加大按壓鈕設計，圓形且方便自由旋轉
- 指鉤式設計：方便操作者抓握
- 3-方位tip彈放鍵選擇 (左手及右手使用者可自由調整)
- 實驗室自行校正容易 (內含校正工具)
- 高準確度及精確度
- 獨特的序號編排，方便檢索出廠資料
- 即使長時間照射也有抗UV特性
- 所有元件皆可滅菌 (120°C/0.1MPa/20 min)



Cat. No	Description
MSP-2	MS pipette, variable volume 0.2~2µl
MSP-10	MS pipette, variable volume 1~10µl
MSP-20	MS pipette, variable volume 2~20µl
MSP-100	MS pipette, variable volume 10~100µl
MSP-200	MS pipette, variable volume 20~200µl
MSP-1000	MS pipette, variable volume 100~1000µl
MSP-5000	MS pipette, variable volume 500~5000µl
MSP-10000	MS pipette, variable volume 1000~10000µl

*Technical specification are subject to change.



翰新國際有限公司
HyCell International Co., Ltd.

TEL:(02)2877-1122
hycellbio@gmail.com
www.hycell.com.tw



Features:

- 質地輕巧
- 軟質彈簧設計，使用超省力
- 可控式體積設定，避免隨意調整造成設定值改變
- 明顯數值顯示，方便體積調整
- 波浪型設計：適合不同手掌大小使用
- 加大按壓鈕設計，圓形且方便自由旋轉
- 指鉤式設計：方便操作者抓握
- 即使長時間照射也有抗UV特性
- 所有元件皆可滅菌 (120°C/0.1MPa/20 min)
- 獨特的序號編排，方便檢索出廠資料



- 3-position tip ejector button (left/right handed users)
- Easy on site calibration (calibration key included)
- High accuracy and precision

