




# LaboBanker



100mL或4x20mL裝  
均一價\$5800

日本原裝進口細胞凍存液  
讓您安心凍細胞的好選擇

## LaboBanker 1

含血清，一般細胞適用

## LaboBanker 2

不含血清，適合對血清敏感  
之細胞株或幹細胞


不須漸凍盒直接進-80°C

解凍測試：LaboBanker有效提高解凍後細胞存活率


### HEK293

#### HL-60"怕冷"細胞


4 days culture after thawing



一般配方



LaboBanker 1



已測試之細胞：COS-7, HeLa, Raji, A9, PC9, HepG2, Sf9, CEM, CHO, HOS, Jurkat, THP-1, MG6...



翰新國際有限公司



TEL: (02) 2877-1122  
hycellbio@gmail.com





## 細胞培養相關實驗試劑



### 細胞房常用試劑一覽：

品名	包裝	特價
DMEM, Low Glucose	500mL	420
DMEM, High Glucose	500mL	350
RPMI-1640	500mL	350
DMEM/F12	500mL	420
各式Medium粉末	可配10x1L	1650
L-Glutamine	100mL	500
1X Trypsin-EDTA 0.05%	100mL	500
10X Trypsin EDTA 0.5%	100mL	500
1X Accutase® enzyme	100mL	1650
Sodium Pyruvate	100mL	490
Non-Essential Amino acid (NEAA)	100mL	500
DPBS 1X/10X	500mL	500/1150
HEPES	25g	1650
DMSO	100mL	2300
P/S 二合一抗生素100X	100mL	730
MTT	1g	7300
EZcount™ MTT Cell Assay Kit	1000 tests	4600

印度大廠 品質保證



翰新國際有限公司



TEL: (02) 2877-1122  
hycellbio@gmail.com

