

Benchmixer™ V2 Vortex Mixer

碗型/顆粒型震盪平面
可依喜好任意翻轉



Q-Drive™高穩度設計
低噪音、壽命長

流線外型
小巧美觀

可調轉速
200 – 3200 RPM

連續式/觸碰
式震盪切換

底部吸盤
震盪時不會亂跑



顏值&性能完勝Vortex-Genie 2



線上看操作影片



或聯絡翰新約DEMO試手感!!

| | |
|-----------------|-------------------|
| 轉速: | 200 to 3200 rpm |
| 震盪模式: | 觸碰/連續式 |
| 震幅: | 3mm |
| 操作溫度: | +4 to +45°C |
| 尺寸: (w x d x h) | 13.2 x 17 x 17 cm |
| 重量: | 3.8 kg |
| 電源: | 115V, 60Hz, 180W |





 **收集&保存**



唾液收集管套組



血液cf-DNA/RNA
真空採血保存管



尿液、糞便、土壤等各式樣本
收集&保存




 **純化**



DNA/RNA/Protein
各式樣本純化組




Exosome、AAV病毒
純化組




cf-DNA/RNA純化組
NIPT、腫瘤偵測應用




 **分析**

Taqman qPCR病原體基因偵測




人類



動物



植物



食物

