

# MetaLocker® 快閃 細胞凍存管

~細胞凍存新標準~

注入細胞液、放冰箱  
步驟就是這麼簡單!

凍細胞就像USB存取  
一樣方便快捷!?



\* 雙重密封內旋蓋，雙重防露

\* 專利隔熱夾層設計，內建漸凍功能

\* 防彈外殼，防範液氮爆管




獨立QR-Code辨識碼  
\* 上傳雲端，輕鬆建檔

\* 內含緩釋抗凍劑，不必外加DMSO


## MetaLocker®凍存管大幅節省冷凍步驟，有感提升細胞存活率

實測效能: 解凍後3-24hr細胞存活率


Hep-2 Total Alive Cell Count



A549 Total Alive Cell Count



ADSC Alive Cell Count



Initial    Foam-based Product    Alcohol-based Product    **MetaLocker™**



# ImproGene cf-DNA真空採血管

常溫保存血液細胞與  
cf-DNA長達7~14天

唯一取得TFDA醫療  
器材許可之採血管





尺寸: 16x100 mm  
衛部陸輸壹字 第 003429 號

無抑制PCR反應成分  
不干擾後續分析

價格遠勝同等級產品

ImproGene採血管能有效抑制溶血  
長時間維持原始cf-DNA濃度



■ 普通EDTA管  
■ 它牌  
■ ImproGene



## 血液cf-DNA熱門醫療應用

無創產前篩檢NIPT  
Non-invasive Prenatal Testing

循環腫瘤DNA偵測  
Circulating Tumor DNA, ctDNA



另有加拿大Norgen  
cfDNA/RNA  
Purification kits  
可供搭配!!



翰新國際有限公司

TEL:(02)2877-1122  
hycellbio@gmail.com

