



您有看過單手掌握的Q-PCR嗎?


*MyGo Mini ~*

Real-Time PCR



- ◆ 用一般PCR價格就能獲得Q-PCR !!
- ◆ 無散熱裝置，反應時完全靜音
- ◆ 外型輕巧，輕鬆帶著走
- ◆ 專用操作軟體，設定、分析一次搞定
- ◆ 可在USB隨身碟設定Protocol，不須電腦，隨時隨地都能跑PCR！

尺寸	直徑12cm x 高16cm
重量	2.5 kg
操作噪音量	靜音
電力需求	100-240V AC, 47-63Hz, 90W
最大反應數	16
適用PCR tube	0.1 mL
PCR反應體積	10-100ul (建議20ul)
溫度控制範圍	37-99° C
變溫速度	升溫3° C/s; 降溫1.5° C/s
運作時間	60min
螢光	激發：500 nm 偵測：510~560 nm
靈敏度	1 copy
適用染劑 (原廠測試合格)	SYBR Green I, ResoLight, FAM, VIC, HEX, CAL540, CAL560
連線設定	LAN(有線、無線區網) 電腦直接連線(RJ45) USB



紅藍綠橘，顏色任選!



翰新國際有限公司

TEL:(02)2877-1122  
hycellbio@gmail.com



## CHEMICAL 化學藥品

品名	包裝	售價
001 Acetic Acid Reagent Grade	500ML/4L	500/2700
002 Acetone 99.5%	500ML/4L	500/3000
003 Agarose (Invitrogen)	500g	10800
004 Ammonium Persulfate(APS)	25g	1200
005 Ampicillin Sodium Salt	5g/25g	700/2500
006 Aprotinin	50mg	6000
007 Albumin Bovine, Fraction V (BSA)	25g/100g	1900/6800
008 Benzoic Acid >99.5%	500g	990
009 Boric Acid ACS Grade	1kg	1200
010 Citric Acid	500g	500
011 Calcium Chloride Anhydrous	500g	1638
012 CHAPS >99%	5g	4000
013 Coomassie Blue G-250	25g	2200
014 Coomassie Blue R-250	25g	2200
015 DEPC (Diethyl Pyrocarbonate)	25mL/100mL	2800/8000
016 DMSO	500ML	1200
017 Dnase I (Rnase-free), 250U	125ul	3200
018 DTT (DL-Dithiothreitol) 99.0%	5g	1500
019 Ethidium bromide [EB] 10mg/ml	10mL	1000
020 EDTA Disodium Salt 2-hydrate	500g	2450
021 G418 Disulfate Salt (>700ug/mg)	1g/5g	2800/7500
022 Glucose Anhydrous	500g	900
023 Glycerol	1L/4L	1100/4000
024 Glycine	1Kg	1200
025 Guanidine Hydrochloride	500g	4000
026 Guanidine Thiocyanate	500g	4000
027 HEPES Free Acid	250g	3900
028 Hydrochloride acid	500mL	500
029 Hygromycin B	1g	5000
030 Imidazole	100g	1250
031 IPTG, 99.0%	1g/10g	500/2200
032 IsoPropanol (IPA)	500mL/4L	500/3000
033 Kanamycin Sulfate (>750ug/mg)	10g/25g	2000/3600
034 Lysozyme (>50,000U/mg)	10g	2700
035 2-Mercaptoethanol	25mL/100mL	900/2100
036 MTT	1g/5g	3300/10400
037 MOPS Purity>99.5	250g/500g	2750/5500
038 NP-40 (Nonidet P-40)	500mL	2200
039 Paraformaldehyde	500g	1200
040 PMSF	10g	2500
041 Potassium Carbonate	500g	1400
042 Potassium Chloride	500g	600
043 Potassium Hydroxide	500g	1400
044 Potassium Sulfate	500g	1400
045 Potassium Acetate	500g	1000
046 Proteinase K (>40U/mg)	100mg	2400
047 Puromycin Dihydrochloride	100mg	7000
048 RNase A Powder	100mg	1200
049 Sodium Azide	100g	2900
050 Sodium Bicarbonate Reagent Grade	500g	450
051 Sodium Carbonate	500g	450
052 Sodium Chloride	1Kg	600

品名	包裝	售價
053 Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), 99%	250g	2900
054 Sodium Hydroxide Reagent Grade,	500g	500
055 Sucrose Ultra Pure Grade 99%	500g	800
056 Streptomycin Sulfate	25g	1500
057 TEMED	25mL	900
058 Tricine	500g	4500
059 Tris	1Kg	2000
060 Tris Hydrochloride	500g	3500
061 Tween 20	500ML	990
062 Urea	500g	1200
063 X-Gal, 99.0%	1g	2000
064 Xylene >98.5%	500mL/4L	500/2800
065 2.5mM dNTP Mix Solution	1ml	500
066 10mM dNTP Mix Solution	1ml	1600
067 100mM dATP Solution	250ul	800
068 100mM dCTP Solution	250ul	800
069 100mM dGTP Solution	250ul	800
070 100mM dTTP Solution	250ul	800
071 Methanol	4L/20L	800/3200

## BUFFER 緩衝液

品名	包裝	售價
072 20% (w/v) Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Solution	500ml	1700
073 20X SSC Buffer	4L	1500
074 50X TAE Buffer	1L	1200
075 5X TBE Buffer	1L/4L	400/1300
076 10X TBS Buffer	1L/4L	630/2100
077 10X TBST Buffer	1L	900
078 1X TE Buffer	500ML	500
079 10X TG Buffer	1L/4L	750/2800
080 Tris-Glycine SDS Buffer (TGS) (10X)	1L/4L	750/2800
081 10X PBS Buffer (sterile)	1L	500
082 10X PBS Buffer	4L	1870
083 10X PBST Buffer	1L	850
084 4% Paraformaldehyde Solution, 0.5/1.0/1.5M Tris-HCl Solution, pH6.8/8.8	1L	2000
085	1L	1800
086 Water, DEPC Treated	1L	1100
087 Water, DNase/RNase Free	500ml	700

## 微生物培養基

品名	包裝	售價
088 AGAR A	500G	2300
089 TRYPTONE	500G	1800
090 LB BROTH, MILLER	500G	2100
091 LB AGAR BROTH	500G	2200
092 PEPTONE	500G	2000
093 Yeast Extract	500g	1470
094 YPD Broth	250g	1500
095 Brain Heart Infusion Broth	250g	1600
096 Potato Dextrose Broth	250g	1600

