

PCR反應儀特賣會

多款機型滿足您不同的需求!!



analytikjena | **Biometra**

德國原裝進口
雙槽機種，分別獨立上機，不必等候



Select BioProducts
For Life Science Research

SelectCycler™ II Thermal Cycler

六區獨立控溫，一台抵六台，功能強大
可取代 Gradient PCR



直覺式用戶介面 簡單上手易操作

4 X 4 區塊獨立控溫，區塊以藍黑雙色區別，方便辨識
溫度梯度範圍：30-99°C，區塊間的溫度差異可達24°C
上蓋可程式控溫60°C-65°C & 100°C-115°C
可連接電腦操作，具 USB 及 RS232 port
可以設定50個使用者目錄及200組程式

Select BioProducts
For Life Science Research

96孔PCR反應盤專用離心機

體積小
無需更換轉子
無需打開大型離心機

殺雞何必用牛刀?!



定量 Q-PCR 的好幫手
定量 PCR的好伙伴