



專業代工廠出品

Mini P-4 小型垂直電泳槽及 Mini-TBC 小型轉漬槽

零售配件表

編號	產品描述	訂購價
MP-1100	短玻板，5片/盒	550
MP-1101	厚玻板，帶 0.75 mm 邊條，5片/盒	2,150
MP-1102	厚玻板，帶 1.0 mm 邊條，5片/盒	2,150
MP-1103	厚玻板，帶 1.5 mm 邊條，5片/盒	2,150
MP-1200	電泳梳，0.75 mm，10孔，最大樣品體積 33ul/孔，5個/包	1,800
MP-1201	電泳梳，1.0 mm，10孔，最大樣品體積 44ul/孔，5個/包	1,800
MP-1202	電泳梳，1.5 mm，10孔，最大樣品體積 66ul/孔，5個/包	1,800
MP-1203	電泳梳，0.75 mm，15孔，最大樣品體積 20ul/孔，5個/包	1,800
MP-1204	電泳梳，1.0 mm，15孔，最大樣品體積 26ul/孔，5個/包	1,800
MP-1205	電泳梳，1.5 mm，15孔，最大樣品體積 39ul/孔，5個/包	1,800
MP-8110	Mini P-4 電泳槽下槽	5,200
MP-8120	Mini P-4 電泳槽上蓋（帶電纜線）	3,500
MP-8210	Mini P-4 電極芯	10,000
MP-8220	Mini P-4 共用電極芯	9,500
MP-8230	U型密封圈（綠色），2條/包	810
MP-8240	電極芯夾子（綠色）	800
MP-8300	製膠基座（兩組合一）	6,620
MP-8310	剝膠鏟	180
MP-8320	電泳替代檔板	540
MP-8330	密封防漏墊（灌膠用），2條/包	600
180-1502	密封防漏矽膠墊（灌膠用）紅色，1條/包	480
MP-8350	注膠支架（綠色）	1,300
MP-8150	專用電纜線	540
MP-8500	10孔上樣托架，黃色	400
MP-8550	15孔上樣托架，藍色	400
MP-8800	玻璃板涼乾架	1,500
MP-3110	小型轉漬褥墊，4片/包	400
MP-3120	小型轉漬三明治夾板	1,260
MP-3130	冰盒，2個/包	410



翰新國際有限公司

Hycell International Co. Ltd

地址：台北市北投區振華街1號2樓

TEL：02-28239957 FAX：02-28236645

A 方案

小型垂直電泳四塊膠系統 + 小型轉漬槽 = NT\$ **53,100**
 小型垂直電泳兩塊膠系統 + 小型轉漬槽 = NT\$ **43,000**




B 方案

小型垂直電泳四塊膠系統 + 基礎型電源供應器 = NT\$ **54,000**
 小型垂直電泳兩塊膠系統 + 基礎型電源供應器 = NT\$ **43,300**



C 方案

小型轉漬槽 + 基礎型電源供應器 = NT\$ **NT\$ 42,000**



D 方案

小型垂直電泳四塊膠系統 + 小型轉漬槽 + 基礎型電源供應器 = NT\$ **74,200**

小型垂直電泳兩塊膠系統 + 小型轉漬槽 + 基礎型電源供應器 = NT\$ **64,000**



E 方案

小型垂直電泳四塊膠系統 + MP300V電源供應器 = NT\$ **43,800**

小型垂直電泳兩塊膠系統 + MP300V電源供應器 = NT\$ **33,600**



F 方案

小型轉漬槽 + MP300V電源供應器 = NT\$ **NT\$ 32,100**



G 方案

小型垂直電泳四塊膠系統 + 小型轉漬槽 + MP300V電源供應器 = NT\$ **NT\$ 64,500**

小型垂直電泳兩塊膠系統 + 小型轉漬槽 + MP300V電源供應器 = NT\$ **NT\$ 54,300**



四塊膠系統小型垂直電泳槽

MP-8000/ MP8001/ MP8005 特價：NT\$ 36,000

Mini P-4 小型垂直電泳槽四塊膠系統 (0.75 mm/1.0 mm/ 1.5mm 三選一)

包括：Mini P-4 型 4 塊膠電泳槽，製膠架 x 2，夾膠框 x 4，厚玻板（帶 0.75mm/1.0 mm/ 1.5mm 邊條）x 5，短玻板 x 5，膠鏟 x 2，10 孔 (0.75 mm/ 1.0 mm/ 1.5mm) 電泳梳 x 5，操作手冊



兩塊膠系統小型垂直電泳槽

MP-8002/ MP8003/ MP8006 特價：NT\$ 24,600

Mini P-4 小型垂直電泳槽兩塊膠系統 (0.75 mm/1.0 mm/ 1.5mm 三選一)

包括：Mini P-4 型 2 塊膠電泳槽，製膠架 x 1，夾膠框 x 2，厚玻板（帶 0.75mm/1.0 mm/ 1.5mm 邊條）x 5，短玻板 x 5，膠鏟 x 2，10 孔 (0.75 mm/ 1.0 mm/ 1.5mm) 電泳梳 x 5，操作手冊



小型濕式轉漬槽

MP-3030 Mini-TBC 小型轉漬槽 特價：NT\$ 23,000

包括：Mini P-4 小型轉漬槽上蓋和下槽，Mini-TBC 小型轉漬電泳芯，三明治夾 x 2，冰盒，使用手冊

MP-3035 Mini-TBC 小型轉漬芯 特價：NT\$ 17,000

包括：Mini-TBC 小型轉漬電泳芯，三明治夾 x 2，冰盒，使用手冊



半乾式轉漬槽

MP-3040 Trans-SD 通用型半乾式轉漬槽 特價：NT\$ 51,800



翰新國際有限公司
Hycell International Co. Ltd

地址：台北市北投區振華街1號2樓

TEL：02-28239957 FAX：02-28236645





原廠三年保固，保固期間機器故障免費換新



- PP-1150 Power B** 基礎型電源供應器 特價：NT\$ 23,500
300V/400mA/75W
- PP-1152 Power BC** 高電流電源供應器 特價：NT\$ 30,000
300V/2A/200W
- PP-1156 Power BV** 高電壓電源供應器 特價：NT\$ 32,000
600V/400mA/150W



Minis 150VS-VP / 300VS-VP 電源供應器 特價：NT\$ 5,360/ 6,430



- 最大輸出電壓：150 V/ 300V
- 最大輸出電流：600 mA
- 最大輸出功率：60W
- 輸出型態：恆定電壓
- 六組恆定電壓選擇：
150V - 25/50/75/100/125/150 伏特輸出
300V - 50/100/150/200/250/300 伏特輸出
- 計時器：1~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 操作環境：室溫~40°C



MP 300V 電源供應器 特價：NT\$ 11,400



- 最大輸出電壓：2-300 Voltage/1V
- 最大輸出電流：1-700 mA/1mA
- 最大輸出功率：150W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護
- 具電流及電壓Crossover 功能
- 鋁質外殼主體，散熱性佳
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 外觀尺寸：190x290x95mm



MP 500V 電源供應器 特價：NT\$ 26,900



- 最大輸出電壓：5-500 Voltage/1V
- 最大輸出電流：600 mA/1m
- 最大輸出功率：300W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 可儲存30 組程式；每組程式最多可設定 6 個步驟
- 恆定常數操作之計時器：1~9999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 可程式操作之計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 2.6" LCD螢幕顯示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護



MP3AP 電源供應器 特價：NT\$ 26,900



- 最大輸出電壓：5-300 Voltage/1V
- 最大輸出電流：10~3000 mA/1m
- 最大輸出功率：300W/1W
- 操作型態：可恆定電壓或恆定電流
- 可儲存 30 組程式；每組程式最多可設定 6 個步驟
- 恆定常數操作之計時器：1~9999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 可程式操作之計時器：1 ~999 分鐘/ 連續式，具終止聲響警示
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座
- 外接電力適用範圍：100~240V
- 2.6" LCD螢幕顯示
- 操作環境：室溫~40°C
- 終端輸出組數：4 組
- 安全設計：無負載偵測及內覆式電源插座、漏電偵測及負載改變偵測、過溫保護
- 具電流及電壓 Crossover 功能
- 鋁質外殼主體，散熱性佳；可堆疊置
- 外接電力適用範圍：100~240
- 外觀尺寸：190 x 305 x 95mm

