




International Cryogenics, Inc.

保冷儲存專家

美國原裝進口

液態氮桶 35L 38L全面特惠中!!

- 採用最新之鋁合金材質。
- 新型頸部隔熱裝置，蒸發率低。



產品編號		IR-6R	IC-10R	1C-20R	IC-20RX	IC-35R	IC-35RX	IC-38RX-6	IC-38RX-10	IC-50RX	
液態氮容量	公升	6	10	20	20	35	35	38	38	50	
工作天數	天	18	62	128	65	182	112	84	84	78	
	週	3	9	18	9	26	16	12	12	11	
靜態儲存期	天	30	100	205	105	291	180	135	135	125	
蒸發率	公升/天	0.20	0.10	0.10	0.19	0.12	0.19	0.28	0.28	0.40	
儲存桶	頸徑	英吋	2.25	2.25	2.25	3.75	2.25	3.75	5	5	3.75
		公釐	57	57	57	95	57	95	127	127	95
	桶高	英吋	17	23	25	25	25	25	27.6	27.6	30.5
		公釐	432	584	630	630	630	630	691	691	775
桶徑	英吋	8.75	11.25	15	15	19	19	19	19	19	
	公釐	220	286	380	380	483	483	483	483	483	
重量	淨重	磅	6	19.5	24	24	29	29	32	32	38
		公斤	3	9	10	10	13	13	14.5	14.5	17
	總重	磅	16	37	60	60	90	90	100	100	127
		公斤	7.5	17	26	26	40	40	45	45	58
放置架	長	英吋	5	11	11	11	11	11	11	11	n/a
		公釐	127	279	279	279	279	279	279	279	n/a
	數量	英吋	1.75	1.75	1.75	2.96	1.75	2.96	4.1	2.96	n/a
		公釐	44	44	44	75	44	75	104	75	n/a
		6	6	6	6	6	6	6	10	6	
樣品數	0.5cc	330	660	660	2340	660	2340	4680	3900	n/a	
	0.5cc	990	1800	1800	5820	1800	5820	10320	9700	n/a	
	1.2ml vials	n/a	216	216	792	216	792	1584	1320	768*	

翰新國際有限公司

TEL: 2945-3479 石博清 0915-669352

www.hycell.com.tw 王仲欽 0963-078738

E-Mail: hycellbio@gmail.com

